

Opaski bezpieczeństwa dla ożarówskich seniorów

27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas którego otrzymali oni opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS, monitorującym stan zdrowia. Urządzenia zostały zakupione w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Udział w Programie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny dla seniora.

Opaski, które trafiły do 50 seniorów, przypominają elektroniczne zegarki na rękę i są wyposażone w czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, jak np. saturację czy tętno. Dodatkowo mają również przycisk SOS, który może uratować życie. Jego wciśnięcie spowoduje natychmiastowe połączenie z ratownikiem medycznym, który doradzi, co należy zrobić w konkretnej sytuacji lub zdecyduje o wysłaniu do seniora karetki pogotowia. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej.

W spotkaniu uczestniczyli Elżbieta Jastrzębska-Józwiak - zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, przedstawiciel dostawcy opasek telemedycznych, pracownicy OPS w Ożarowie Mazowieckim oraz seniorzy z Gminy Ożarów Mazowiecki. Podczas spotkania omówione zostały zasady funkcjonowania opasek oraz wszystkie możliwe funkcjonalności tych urządzeń, a także zasady uczestnictwa w Programie.

Mamy nadzieję, że realizacja Programu zapewni Seniorom biorącym w nim udział poczucie bezpieczeństwa i poprawi komfort ich codziennego życia.

Nadzór nad realizacją Programu pełnią wyznaczeni koordynatorzy OPS w Ożarowie Mazowieckim dostępni pod numerem telefonu 22 722 26 73.

Elżbieta Kowalska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowie Mazowieckim

Opaski bezpieczeństwa dla ożarowskich seniorów



Opaski bezpieczeństwa dla ożarowskich seniorów



[\[Pokaz zdjęć\]](#)

SIDLYCARE | PRO

Wzywanie pomocy

Drogi użytkowniku, jeśli:



Czujesz się źle



Potrzebujesz pomocy



Jesteś w
niebezpieczeństwie

WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ przycisk SOS

Co się wydarzy?

1. Usłyszysz komunikat głosowy „wysyłanie wiadomości SOS”.
2. Zapali się czerwona dioda.
3. Nastąpi połączenie głosowe z ratownikiem z Telecentrum Sidly.

Jeśli nie usłyszałeś komunikatu „wysyłanie wiadomości SOS”
i nie widzisz czerwonej diody - jeszcze raz PRZYCIŚNIJ
i PRZYTRZYMAJ **przycisk SOS**.



Przycisk
SOS

**Pamiętaj: opaskę nosimy na nadgarstku cały czas.
Zdejmujemy ją tylko na czas kąpieli oraz by ją naładować.**

Sygnaty świetlne i dźwiękowe opaski

**Pamiętaj, że opaska generuje sygnaty świetlne i dźwiękowe, które
wskazują jej aktywność:**

- — — — — migająca zielona dioda oznacza poprawną pracę urządzenia
- — — — — migająca czerwona dioda oznacza niskim poziom naładowania baterii w opasce
- — — — — ciągła czerwona dioda pojawia się w momencie naciśnięcia przycisku SOS

Odbieranie połączeń na opasce

Gdy z urządzenia zacznie wydobywać się sygnał melodii oraz dioda sygnalizuje kolor biały, oznacza to próbę połączenia ze strony Telecentrum Sidly.

Aby odebrać połączenie należy **przytrzymać przycisk SOS** do czasu aż melodia przestanie grać i rozpocznie się rozmowa.

Przed telefonem do SIDLY użytkownik może we własnym zakresie:
• sprawdzić czystość sensorów • podłączyć ładowarkę • wcisnąć przycisk sos
Obsługa klienta: +48 887 772 391 | helpdesk@sidly.org | godziny pracy 9:00-17:00


sprawdź 2 stronę

SIDLYCARE | PRO - Instrukcja ładowania

1. Złóż ładowarkę i podłącz do prądu

- kabel USB podepnij do urządzenia ładującego
- gniazdo USB znajdziesz z boku ładowarki



2. Połóż opaskę na ładowarce

- kropka na spodzie opaski powinna trafić na kropkę na ładowarce indukcyjnej



3. Ładowanie

- po 30 sekundach **Przycisk SOS** na opasce podświetli się kolorem zielonym i czerwonym
- opaska będzie w pełni naładowana po ok. 3 godzinach
- jeśli po 30 sekundach na opasce nie zaświeci się żadna dioda sprawdź ułożenie opaski na ładowarce
- jeśli na opasce nie świeci się żadna dioda odczekaj około 20 minut i wciśnij **przycisk SOS**- opaska powinna się uruchomić



4. Opaska naładowana

- opaska poinformuje o pełnym naładowaniu baterii komunikatem głosowym "bateria naładowana"
- **przycisk SOS** zaświeci się cały na zielono



5. Opaska gotowa do nałożenia

- zdejmij opaskę z ładowarki, opaska jest gotowa do założenia na rękę
- jeśli opaska jest bardzo ciepła odczekaj chwilę przed jej założeniem